ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Разбор проб"

Функциональное назначение:

Возможность объеденять, маркировать образцы биоматериалов. Печатать этикетки с штрихкодом для пробирок, направления на лабораторные исследования.

Возможность отмечать время взятия биоматериала.

Инструкция:

Скачать инструкцию в формате PDF Выбираются пробы, для которых необходимо распечатать этикетку или направление и после взятия биоматериала выполняем команду «Материал взят». Распечатанная этикетка клеится на пробирку с биоматериалом.

Список изменений в релизах:

1. Релиз № 1.1.2.1002 от 31 мая 2016 г.

На рабочем месте процедурного кабинета добавилась возможность печатать направления на внешние лабораторные исследования.

1. Релиз № 1.1.2.502 от 9 марта 2016 г.

Доработаны права для роли «Сотрудник процедурного кабинета»

1. Релиз № 1.1.2.502 от 9 марта 2016 г.

Отдельная роль для Процедурного кабинета

1. Релиз № 1.1.2.501 от 27 января 2016 г.

Добавлена роль «Сотрудник процедурного кабинета»

1. Релиз № 1.1.2.500 от 29 декабря 2015 г.

На рабочий стол процедурного кабинета добавлены отборы по виду исследования, отделению, типу контейнера, биоматериала.

1. Релиз № 1.1.2.500 от 29 декабря 2015 г.

Доработана печать этикеток. Если для заявки необходимо сделать аликвотирование, то распечатаются этикетки только для вторичных контейнеров, без основной. Если аликвотирование не нужно проводить, то распечатается одна основная этикетка.

1. Релиз № 1.1.2.208 от 28 декабря 2015 г.

Доработана множественная печать этикеток из процедурного кабинета.

1. Релиз № 1.1.2.201 от 20 ноября 2015 г.

Рабочий стол процедурного кабиента: разаработан алгоритм действий и соответсвующая форма для процедурного кабинета, чтобы оператор мог легко объеденить штрихкоды разных образцов для одного пациента.

From:

http://wiki.parus-s.ru/ - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:kdl:func:11776967_1ba4_11e4_a497_20cf30287e63

Last update: 2016/09/05 09:00



http://wiki.parus-s.ru/ Printed on 2022/09/27 12:44