Справочники "Средства измерения"

Функциональное назначение:


Реквизитный состав:

Реквизит	Комментарий
Номер	<Нет пояснений>
Номер свидетельства о проверке	<Нет пояснений>
Проверен до	<Нет пояснений>
Погрешность	<Нет пояснений>
Организация выдавшая свидельство	<Нет пояснений>
Лаборатория	<Нет пояснений>
Использовать по умолчанию	<Нет пояснений>

Инструкция:

Создание нового «Средства измерения»

Переходим на кладку «Средства измерения»



Добавляем необходимое средство измерения. Нажав на кнопку



В открывшемся списке средств измерений красным отображаются те, у которых кончился срок проверки, остальные средства измерения актуальные.




Если в списке средств измерения нет необходимого, то его нужно добавить.

Для этого нажимаем



В открывшемся окне заполняем все поля и нажимаем «Записать и закрыть»



Затем выбираем средство измерения, которое использовалось при исследовании и нажимаем «Выбрать»



http://wiki.parus-s.ru/ Printed on 2025/01/07 21:57